

錠剤・カプセル計数充填機

EEC-1202-BAF

多品種少ロットに最適



特徴

1. シャッター方式の採用で計数能力大幅アップ。
2. 洗浄バリテーションがとれる。
(ホッパー、トラフ、ファンネル等ワンタッチ脱着)
3. ダブルセンサー採用により計数精度向上。

KAWAGOE KIKAI CO., LTD.

概 要

本機は、錠剤・カプセル等を小分け計数充填をするためのもので、計数値が20錠から9,999錠までの範囲で瓶または袋の中へ数えながら充填する機械です。

カプセルは全サイズ、錠剤も5.0～12.0φまでのサイズはアタッチメント類は一切必要ありません。計数精度は従来通り±0。計数オーバーが発生した場合は系外排出テーブルに自動排出します。

接錠部（ホッパー、トラフ、ファンネル、ノズル）は、ワンタッチ脱着が可能になり洗浄も簡単になりました。

仕 様

型 式 : EEC-1202-BAF
名 称 : 錠剤・カプセル計数充填機
計 数 能 力 : 150錠充填時35本/分（フィルムコート錠 径8.0φ 厚み3.5mm使用時）
計 数 精 度 : ±0（但し一定条件に基づいて調整の場合）
適合計数物 : 普通錠剤、糖衣錠、裸錠（素錠）、フィルムコート錠、硬カプセル、軟カプセル
適合寸法 : 5mmφ～12.0mmφ 厚み2.0mm以上
計 数 方 式 : 透過型投受光素子による錠剤通過時検出方式
レ ー ル : 12列×2
フィーダー : 4台
フ レ ー ム : 幅 800mm×奥行き 1,380mm×高さ 1,900mm（ホッパー部含む）
操 作 盤 : タッチパネル方式
電 源 : AC200V, 50/60Hz
圧 空 源 : 常用 0.5Mpa 使用量 250NL

営業品目

- | | | |
|------------|---------------|--------------|
| ◆各種錠剤計数充填機 | ◆錠剤・カプセル目視検査機 | ◆ポリシート詰機 |
| ◆錠剤投入機 | ◆キャップ巻締機 | ◆ボトルエアークリーナー |
| ◆インナーシール機 | ◆シリカゲル投入機 | |



製 造 元

製薬・化学・食品・化粧品・機械・各種自動機・設計・製作・修理

川 越 機 械 株 式 会 社

本 社 : 東京都江戸川区中央2-28-13
〒132-0021 電話 : 03(3654)5826 FAX : 03(3654)8159
西日本営業所 : 岐阜県岐阜市柳津町本郷4-62-2
〒501-6104 電話 : 058(218)2166 FAX : 058(218)2153

代理店